

## FUNCIONES OBSERV® 520

- ★ Tomar fotografías estandarizadas y reproducibles con 6 tipos de luz
- ★ Comparar imágenes del “antes y después”
- ★ Tomar notas en cada imagen
- ★ Almacenar las imágenes en el historial del cliente
- ★ Enviar las imágenes con las notas
- ★ Imprimir las imágenes con las notas
- ★ Modo manual o automático
- ★ Análisis con el visor sin IPAD

La tecnología patentada **OBSERV® True UV LED** tiene un espectro de luz UV muy puro sin ese molesto halo azul visible. Por eso La fluorescencia del rostro es de alto contraste y claridad.

Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34  
info@belium.es · [www.beliummedical.es](http://www.beliummedical.es)

**BELIUM**  
MEDICAL

*\*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.*



# Analizador facial


## OBSERV® 520

Un increíble viaje a través de la piel

Equipo de diagnóstico facial que muestra la textura e irregularidades de la piel.  
Una visión de las estructuras dérmicas, condiciones vasculares, inflamaciones y pigmentaciones.



**BELIUM**  
MEDICAL



# MODOS ANÁLISIS

Una tez homogénea es el fundamento de la belleza



## MODO DE LUZ NATURAL

La cara y sus características son iluminadas uniformemente sin sombras haciendo énfasis en sus características particulares y capas. Lo que proporciona un medio claro y reproducible clínicamente del aspecto general de la piel.



## LUZ POLARIZADA CRUZADA

Suprime los brillos y revela las decoloraciones de la piel así como las estructuras microvasculares ocultas bajo la superficie brillante. En este modo, la piel más joven y radiante aparece como desenfocada. Una piel vieja puede aparecer más transparente.



## LUZ POLARIZADA PARALELA

Mejora la visualización de las texturas de la piel, revelando los detalles más sutiles: tamaño de poros, arrugas incipientes, líneas de expresión, hiperqueratinización, signos de envejecimiento prematuro.



## MODO LUZ WOOD

Se visualizan las glándulas sebáceas activas pudiendo diferenciar entre una piel grasa, mixta o seca (falta de lípidos).



## LUZ ULTRAVIOLETA

Melasma, pecas, vitíligo, escamas, pérdida de colágeno, daños solares, poros obstruidos, flujo de sebo, Propionibacterium acnes. Este modo también permite comprobar la correcta aplicación del protector solar.



## ANÁLISIS DE LA TEZ

El modo Tez reúne en una sola imagen todas las alteraciones simulando el posible aspecto de la piel con el paso del tiempo. Hace evidente la falta de homogeneidad y el envejecimiento cronológico.

Análisis profundo de la piel, esencial para un buen tratamiento. Gracias a la tecnología del observ 520 unida a un iPad permiten al profesional identificar las condiciones de la piel del cliente y así poder hallar el tratamiento más eficaz, de una forma personalizada y fidedigna. Cada una de las sesiones se puede archivar en la base de datos del cliente y así poder en posteriores sesiones evaluar los resultados, comparando imágenes de las últimas sesiones.

**AIS®** El Advanced Imaging System (AIS) es un complemento específico de OBSERV® 520 que da acceso a características exclusivas de la aplicación.

- \* Tomar imágenes desde múltiples ángulos, frontal, 40° y 90°
- \* Marcar áreas de interés dibujando líneas, formas o marcadores de forma libre en cualquier imagen de la sesión.
- \* Vincular las anotaciones con diagnósticos y tratamientos específicos.
- \* Seleccionar el tratamiento y producto más indicado
- \* Personalizar la lista de tratamientos y productos
- \* Imprimir o enviar el informe al cliente con un click